

# 強化ボトル (HDPE)

2125



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに

【材質】 本体：HDPE／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2125-1000PK	1	53B	39	226	93	6	
2125-2000PK	2	53B	39	260	119	2	
2125-4000PK	4	83B	65	338	155	1	

# 強化ボトル (PPCO)

2126

キャップには TPE 製のガスケットが装着可能



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP  
ガスケット：TPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2126-1000PK	1	53B	39	226	93	6	
2126-2000PK	2	53B	39	260	119	2	
2126-4000PK	4	83B	64	338	155	1	
2126-5000PK	5	83B	64	414	156	1	