

# 広口角型ボトル (HDPE/PPCO)

2122・2123



- ハンドグリップが成型されたデザイン

2122

USP Class VI

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	最大容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2122-0010PK	4	100	89	282	142	1	

2123

USP Class VI

細胞無毒性

未滅菌

【材質】 本体：HDPE／キャップ：PP

カタログ No.	最大容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2123-0010PK	4	100	89	293	142	1	

# 細口丸型ボトル (LDPE)

2202

-100℃までのフリーザーによる長期保存可能



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 4 L／8 L サイズ (カタログ No.2202-0010PK、-0020PK) は、肩にタグ用のループ付

【材質】 本体：LDPE／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2202-0005PK	2	38-430	25	249	121		
2202-0010PK	4	38-430	25	333	152	1	
2202-0020PK	8	53B	37	409	193		

参照 ▶ 容量、材質、キャップタイプ、サイズ、その他については P.352～の容器セレクションガイド、物性表は P.411～、化学薬品耐性表は P.414 をご参照ください。