

細口丸型ボトル (PPCO)

2203



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- カタログ No.2202 シリーズと同型
- 4 L/8 L サイズ (カタログ No.2203-0010PK、-0020PK) は、肩にタグ用のループ付

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2203-0005PK	2	38-430	25	249	121		
2203-0010PK	4	38-430	25	333	152	1	
2203-0020PK	8	53B	37	409	193		

細口褐色丸型ボトル (PPCO)

2204



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 4 L/8 L サイズ (カタログ No.2204-0010PK、-0020PK) は、肩にタグ用のループ付
- 8 L サイズ (カタログ No.2204-0020PK) のみ白キャップ

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2204-0005PK	2	38-430	25	249	121		
2204-0010PK	4	38-430	25	333	152	1	
2204-0020PK	8	53B	37	409	193		

注意

オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能です。強い紫外線の照射下には置かないでください。