

# 丸型ボトル (LDPE/PPCO)

2220・2221



- 持ち手が大きく、ゴム手袋着用で使用可能

2220

USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

【材質】 本体：LDPE／キャップ：PP／ガスケット：TPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2220-0010PK	4	38-430	25	304	152	1	
2220-0020PK	8	53B	39	385	195	1	

2221

USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

【材質】 本体：PPCO／キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2221-0010PK	4	38-430	25	304	152	1	
2221-0020PK	8	53B	39	385	195	1	

# 丸型安全分配ボトル (LDPE)

2340

一体成型のハンドル付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 底部がつかみやすいように成型されており、注出時に便利
- 注出口が突き出ているので溶液の飛散を防止

【材質】 本体：LDPE／キャップ：PP／ガスケット：TPE

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2340-0020PK	10	83B	64	389	250	1	
2340-0050PK	20	83B	64	528	286	1	

参照 ▶ 容量、材質、キャップタイプ、サイズ、その他については P.352～の容器セレクションガイド、物性表は P.411～、化学薬品耐性表は P.414 をご参照ください。