

丸型カーボイチューブ差込口付 (PP)

2301

一体成型のハンドル付 (10 L 以上が対象) | 1 ガロン / 5 L 単位の目盛り付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 一体成型で継ぎ目のないチューブ差し込み口付
- 内径は 13 mm のチューブが適合 (チューブは含まれていません)
- 差し込み口は低く、内容物を無駄なく注出できる

【材質】 本体: PP / キャップ: PP / ガasket: TPE

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1 包)	価格
2301-0020PK	10	83B	64	389	245	1	
2301-0050PK	20	83B	64	528	281	1	

注意 ▶ チューブ接続の際は、液漏れを防ぐためクランプをご使用ください。

活栓付丸型カーボイ (LDPE)

2318・8318

強度に優れた一体成型の活栓取り付け口



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 活栓キャップ (カタログ No.6423-0010PK) 付 (P.387 参照)
- 10 L サイズ以上は 1 ガロン / 5 L 単位の目盛りと一体成型のハンドル付
- 内径 6.3~8.0 mm のチューブが適合するアダプター付
- アダプターを外すと内径 16 mm のチューブが適合

【材質】 本体: LDPE / キャップ・活栓: PP
ガスケット: TPE / アダプター: HDPE

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1 包)	価格
2318-0010PK	4	38-430	26	335	154		
8318-0020PK	10	83B	64	389	250		
8318-0050PK	20	83B	64	528	286	1	
2318-0065	25	83B	64	594	287		
8318-0130	50	83B	64	678	379		

アダプターはオートクレーブ不可

参照 ▶ 容量、材質、キャップタイプ、サイズ、その他については P.352~の容器セレクションガイド、物性表は P.411~、化学薬品耐性表は P.414 をご参照ください。