

# 活栓付角型カーボーイ (HDPE)

2320

1 ガロン／5 L 単位が目盛り付 | ステンレス製ハンドル付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 活栓キャップ (カタログ No.6423-0010PK) 付 (P.387 参照)
- 内径 6.3~8.0 mm のチューブが適合するアダプター付
- アダプターを外すと内径 16 mm のチューブが適合
- 活栓は細胞無毒性でない

【材質】 本体：HDPE／活栓・キャップ：PP  
アダプター：HDPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2320-0020PK	9	100	86	361	220×153	1	
2320-0050PK	20	100	86	399	229×320	1	

# 活栓付角型カーボーイ (PPCO)

2321

1 ガロン／5 L 単位が目盛り付 | ステンレス製ハンドル付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 活栓キャップ (カタログ No.6423-0010PK) 付 (P.387 参照)
- 内径 6.3~8.0 mm のチューブが適合するアダプター付
- アダプターを外すと内径 16 mm のチューブが適合
- 活栓は細胞無毒性でない

【材質】 本体：PPCO／活栓・キャップ：PP  
アダプター：HDPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2321-0020PK	9	100	86	361	220×153	1	
2321-0050PK	20	100	86	399	229×320	1	

アダプターはオートクレーブ不可

**注意**

オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。  
内容物ごとオートクレーブにかける際はカタログ No.6423-0010PK 活栓キャップをご使用ください。  
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。