

# 活栓付横型ローボーイ (HDPE)

2323

横型の省スペースタイプ | 一体成型のボストンバッグタイプのハンドル付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

未滅菌

- 3個まで積み重ね可能
- 活栓キャップ (カタログ No.6423-0010PK) 付 (P.387 参照)
- 内径 6.3~8.0 mm のチューブが適合するアダプター付
- アダプターを外すと内径 16 mm のチューブが適合
- 活栓は細胞無毒性でない

【材質】 本体：HDPE / 活栓・キャップ：PP  
アダプター：HDPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2323-0008PK	8	63	44	159	305×366	1	
2323-0015PK	15	63	44	210	371×371	1	

アダプターはオートクレーブ不可

# 活栓付横型ローボーイ (PPCO)

2324

繰り返しオートクレーブ可能



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- カタログ No.2323 シリーズと同デザイン
- 活栓は細胞無毒性でない

【材質】 本体：PPCO / 活栓・キャップ：PP  
アダプター：HDPE

カタログ No.	容量 (L)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2324-0008PK	8	63	44	159	305×366	1	
2324-0015PK	15	63	44	210	371×371	1	

アダプターはオートクレーブ不可

## 注意

オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。  
内容物ごとオートクレーブにかける際はカタログ No.6423-0010PK 活栓キャップをご使用ください。  
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。  
ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。  
繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。  
アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。