

HORIBA Advanced Techno


食品業界の
お客様へ！！

HACCP対応を pH測定で応援します！



2020年6月に食品衛生法が改正され、HACCPが義務化されました。食品衛生上の危害の発生を防止するため、すべての食品関連事業者(食品製造、食品加工、調理、販売等)にHACCPに沿った衛生管理が求められています。毒素を出す菌類の増殖を防ぐため、重要管理点 (Critical Control Point:CCP) にて食品のpHを測定し、記録する必要があります。ご不明点があればご相談ください！

ガラス破損による
異物混入
なし！



FLAT

表面測定で様々な
食品に対応

ISFET(半導体センサ)pH電極 0040N-10D

品目コード：3200862858

フラットセンサによりお惣菜や煮豆、漬物や
ところてんなど、水分の少ない食品も測定可能

お得なセット製品の
説明は裏面へ▷

ISFET pH電極の卓上セットはこちら！



F-71F 品目コード(3200619146)

- メータ(F-71) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式



F-72F 品目コード(3200619156)

- メータ(F-72) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- ACアダプタ : 1セット
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(101-S) : 1式

● お得な食品向けラボ用セット **NEW!**

お求めやすいポータブル計と電極スタンドをセットにしました



D-220P-F-LAB 品目コード(3200886216)

- メータ(D-220P) : 1台
- USB通信ケーブル : 1本
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- 電極スタンド(FA-70S) : 1台
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

* 普通紙プリンタ/プリンタ出力ケーブルは別売(オプション)です
* キャリングケースは付属しません

● 卓上型用別売りオプション

名称	品目コード
普通紙プリンタ	3014030145
プリンタケーブル (F-70/D-70 シリーズ用)	3014030148
プリンタ出力ケーブル (D-200/WQ-300 シリーズ用)	3200779638
プリンタロール紙	3014030149
インクリボン	3014030150
USB ケーブル (F-70/D-70 シリーズ用)	3200373941
USB 通信ケーブル (D-200 シリーズ用)	3200779639

● お求めやすいシンプルセット **NEW!**



D-210P-F 品目コード(3200886215)

- メータ(D-210P) : 1台
- 取扱説明書/クイックマニュアル : 1冊
- 単三電池 : 2本(ACアダプタ非対応)
- pH電極(0040N-10D) : 1本
- pH標準液(560-P) : 1式

* キャリングケースは付属しません

ISFET pH電極単品 **NEW!**



ISFET pH電極 0040N-10D	3200862858
交換用センサ 0141N	3200862632

測定pH範囲	pH0~14
使用温度範囲	0~60°C(センサ部)、0~40°C(変換器)
電極長さ	190mm(リード部は除く)
直径	10mm
応答部	ISFET (イオン感応性電界効果トランジスタ)
比較電極内部液	CMC (カルボキシメチルセルロース) グリセリン、飽和KCl
適用pH メータ機種	D-50、D-70、D-200、F-50、F-70 シリーズ
電源	DC6V CR2032×2 オートパワー OFF 機能付き (1時間)
リード長さ	1 m

YouTube 動画はじめました!



メンテナンスから pH の教育コンテンツまで、
水質に関する様々な動画をご用意しております。

〈販売元〉

HORIBA Advanced Techno

株式会社 堀場アドバンスドテクノ

〒601-8306 京都市南区吉祥院宮の西町31番地 075-321-7184

<http://www.horiba-adt.jp>

東北セールスオフィス 022-776-8253 〒981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
 東京セールスオフィス 03-6206-4751 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目6番 (神田淡路町二丁目ビル)
 名古屋セールスオフィス 052-937-0812 〒461-0004 名古屋市東区葵三丁目15番31号 (千種第2ビル6F)
 大阪セールスオフィス 06-6390-8211 〒532-0011 大阪市淀川区西中島七丁目4番17号 (新大阪上野東洋ビル4F)
 四国セールスオフィス 087-867-4841 〒760-0078 香川県高松市今里町9番9号
 広島セールスオフィス 082-281-2001 〒735-0005 広島県安芸郡府中町宮の町二丁目5番27号 (古田ビル1F)
 九州セールスオフィス 092-292-3595 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8番30号 (博多フコク生命ビル1F)

● サービスステーション 京都 075-321-7972

カタログNo. YMT-640A