

丈夫で脱着機能にも優れた

ポリエチレン製の

長袖プラスチックガウンです。



製品紹介動画

使い捨て長袖 プラスチックガウン



前面の襟元が大きく開かない構造

袖口が開かない絞り機能



背面にミシン目が入っていて脱ぎやすい

前面（前身頃）に触れることなく廃棄できる



本体仕様

■材質：低密度ポリエチレン

単位(mm)

寸法	袖丈	胴幅	胴丈前/後
S	400	800~1000	1100/900
M	450	800~1000	1100/900
L	500	800~1000	1100/900

特徴

- 前面の襟元が大きく開かない構造。
- 袖口の特加工で絞り機能あり。
(特許出願中)
- 1着毎の個包装で使い易い。
- ポリエチレン素材で防水性、撥水性に優れています。
- 安心の日本製。
- 前面(前身頃)に触れずに、廃棄できます。

外袋仕様

- 材質：ポリエチレン無地袋
(個包装)
- サイズ：約29mm x 約29mm



～ 障害者と共に働く会社です～
障害者多数雇用事務所

株式会社ミヤゲン



< 本 社 > 〒914-0035 福井県敦賀市山泉7号15-3
TEL：0770-21-0038 (代表) FAX：0770-22-5180
< 東京営業所 > 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3階
TEL：03-6426-2620 FAX：03-6426-2621

<HP><https://miyagen8.co.jp/>

<E-Mail>info@miyagen8.co.jp