

# Soffio

ジェット式ネブライザ  
Aerosoltherapy Device

ふんわりあなたにフィットする。



持ち運びに  
とっても便利な  
キャリングバッグ  
付いてます。

会商にて・ハ工京東 社金友林 TMT 元表商製  
〒104-0033 東京都中央区新富1-7-13  
TEL 03-3251-7873 FAX 03-3251-7318  
受付時間 9:00-17:00 月～金 (土・日・祝日 休業)

medip.com

http://www.medip.com



ジェット式ネブライザ  
Aerosoltherapy Device



## エアーリキッド社の ジェット式吸入器で この価格を実現。

- ◎キャリングバッグが付き、持ち運びに便利。
- ◎ネブライザー部分は煮沸消毒が可能な材質を使用、衛生面でも安心してお使いになれます。
- ◎耐久性に優れたジェット方式を採用。

標準  
セット

- soffio本体 ●ネブライザー本体2005 ●マウスピース2000
- パーフェクタ(スパーサーマスク) ●PVCチューブ(C)
- 電源コード ●キャリングバッグ

### 別売品一覧

名称	商品コード	JANコード
薬液ボトルAL	0550011	4571137141608
パッフルAL	0550041	4571137141615
マウスピース2000	0550030	4571137140953
PVCチューブ(C)	0550160	4571137140922
電源コード(100V用)	0550400	4571137140359
フェルトフィルター	0550340	4571137140298
パーフェクタ(スパーサーマスク)	0550450	4571137140892
ノーズピース2000(L字アダプタ付)	0550090	4571137140960
だ液トラップ	0550050	4571137140946
マスク(大)	0550120	4571137140885
マスク(小)	0550130	4571137140878


※本器は医療用機器です。必ず医師の指示に従って正しくご使用ください。また、薬剤の種類、用量・用法についても必ず医師の指示に従ってください。  
※本カタログの仕様・内容は改良その他により予告なく変更することがあります。ご了承ください。

### 仕様

噴霧方式	ジェット方式
本体寸法	190×130×120mm
本体重量	1.5kg
電源	100V、50/60Hz
消費電力	84W
圧力	1.3気圧
流量	7ℓ/min
噴霧能力	0.32mℓ/分
M M A D	1.9μm(生理食塩水使用時)
最大薬液量	8mℓ
薬液残量	約0.4mℓ



●薬液ボトルAL



●マウスピース2000



●パーフェクタ  
(スパーサーマスク)



●PVCチューブ(C)



●電源コード(100V用)



●パッフルAL



●フェルトフィルター



●ノーズピース2000  
(L字アダプタ付)



●だ液トラップ



●マスク(大)



●マスク(小)

販売店

お問い合わせ先

製造販売元 **TMI** 株式会社 東京エム・アイ商会

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-13

TEL. 03-3551-7873 FAX. 03-3551-7318

受付時間 9:00-17:00 月～金 (土・日・祝日・年末年始除く)

**NebNeb.com**

ネブネブドットコム   <http://www.nebneb.com/>