

# フィンガーチップ OXIMETER | POD-3

色鮮やかな液晶表示  
ゆび先でかんたん  
スポットチェック



- 優れたコストパフォーマンス。
- カラーのLCDディスプレイ。
- 視認性に優れた、SpO<sub>2</sub>/PR値表示。
- 2方向に表示切替え可能。
- 測定値の点滅によるアラーム機能。

| パーツナンバー: PDT-POD3 |



## フィンガーチップ OXIMETER | POD-3

### 製品仕様

■ 測定範囲	
SpO <sub>2</sub>	35 ~ 99%
脈拍数	30 ~ 240回/分
■ 測定精度	
SpO <sub>2</sub>	70 ~ 99% ±2digits
脈拍数	±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
■ 電源	3V(単4アルカリ電池×2)
■ 寸法	36(幅)×33(高)×66(奥行)mm
■ 重量	60g(電池含む)

### 製品情報

品名	フィンガーチップ Oximeter
型式	POD-3
パーツナンバー	PDT-POD3

JANコード	4582244689433
薬事認証番号	223AFBZX00099000

### 構成

本体	ネックストラップ	単4アルカリ電池×2
取扱説明書	医療機器添付文書	

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。