

フェイスシールド「i-Medicoat® Face Shield」

(アイーメディコート フェースシールド)

■製品仕様

商品名	: i-Medicoat® Face Shield
機能	: 曇り止め 透明性に優れている 汚れふき取り容易 帯電防止でほこりをよせつけず
材質	: PET材 アクリル材 スポンジ ゴム
サイズ	: シールド部 330mm×187.5mm 全体 330mm×220mm×30mm ベルト部 15mm×350mm (引っ張り強度 3 kg以内)
重量	: 21.5 g
生産国	: 日本 (京都府)

■特記事項

- ・メガネ、マスクと一緒に使用できます。
- ・環境条件によっては曇る事があります。

■使用上の注意

- ・キズや割れ等の異常が無いかご確認ください。
- ・汚れた際は手袋やタオル等で拭かず、柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・消毒液（アルコール、エタノール、次亜塩素酸等を含む洗剤）を使用した場合は、すぐに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・衝撃等でキズや破損がある場合は再使用しないでください。
- ・フィルムの端部で手を切るおそれがありますのでご注意ください。
- ・長時間、直射日光の当たる場所や高温の場所には保管しないでください。

- * 製品の仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。
- * 製品の特性上、返品することはできませんのであらかじめご了承ください。
- * パンフレットの製品等の写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

 中島工業株式会社

〒610-0101

京都府城陽市平川広田78-1

TEL 0774-54-1771

URL : <http://www.nakajima-ic.co.jp>

E-mail : eigyoun@nakajima-ic.co.jp