

現場の要望で出来た



MATSUNAGA

ウイルス・感染症対策車椅子

～車椅子業界初～

アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで

清拭できるシートを装備した車椅子

制菌加工

抗菌加工

防カビ加工

ノーパンク
タイヤ仕様

介助者用
ブレーキ付

スタンダード型車椅子

多機能型車椅子

セミモジュール型車椅子



AR-201B HB-AB



AR-501 HB-AB

AR-601 HB-AB



AR-901 HB-AB (自走)

AR-901 HB-AB (介助)

型式	前座高	シート幅	シート奥行	後座高	アームサポート高	バックサポート高	フット長	単位mm/kg			
								全高	全長	全幅	重量
AR-201B HB-AB	430	400	400	400	250	420	360～	900	1,015	670	15.8
AR-501 HB-AB	420	400	400	390	250	375	325～	850	955	625	17.2
AR-601 HB-AB	420	400	400	390	250	375	325～	850	945	550	15.8
AR-901 HB-AB(自走)	420	400	400	390	270～350	400	325～	850	955	610	18.8
AR-901 HB-AB(介助)	420	400	400	390	270～350	400	325～	850	945	560	17.0

シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、**制菌加工(赤ラベル)**、**制菌加工(橙ラベル)**の認証番号を取得した素材です。

※ 抗菌剤は、IDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター™」を使用しています。



制菌加工

(特定用途)

(繊維上の細菌の増殖を抑制します)

認証番号 050SB05

一般社団法人繊維評価技術協議会

別名:有機(イミダゾール系)・無機(銀系・亜鉛系)複合体

コーキンマスター™



制菌加工

(一般用途)

(繊維上の細菌の増殖を抑制します)

認証番号 050D12

一般社団法人繊維評価技術協議会

別名:有機(イミダゾール系)・無機(銀系・亜鉛系)複合体

コーキンマスター™

**スタンダード型車椅子
(背折れ・介助ブレーキ無)**



AR-101 HB-AB

**上下・背上げ式軽量ストレッチャー
(四輪ダブルロック式)**



AL-UD-2-AB

**上下・背上げ式軽量ストレッチャー
(トータルロック式)**




AL-TUD-2-AB

単位mm・kg

型式	前座高	シート幅	シート奥行	後座高	アームサポート高	バックサポート高	フット長	全高	全長	全幅	重量
AR-101 HB-AB	430	400	400	400	250	420	360~	890	1,015	645	14.4

型式	マット幅	マット長	マット高	全高	全長	全幅	重量
AL-UD-2-AB	500	1,790	50	565~945	1,900	590	41.2
AL-TUD-2-AB	500	1,760	50	565~945	1,900	590	43.8

制菌加工と抗菌防臭加工の違い



有効菌数	300種以上 広範囲の細菌やカビ、藻に効果があります
水溶性	不溶~難溶
耐熱性	220℃

※ 有効菌数はIDEATEX JAPANの調べ
※ 生後24ヶ月未満の乳幼児製品は除く

制菌加工 VS 抗菌防臭加工

「制菌」とは
繊維上の細菌の増殖を抑制すること

「抗菌」とは
微生物の増殖を抑制すること

**対象菌種が
違います**

黄色ブドウ球菌、肺炎の原因の肺炎
かん菌、床ずれの原因の緑膿菌、
膀胱炎の原因になる大腸菌、院内感
染の原因のMRSAが試験対象菌です。

ニキビ等の原因となる黄色
ブドウ球菌が試験対象菌で
す。

**菌の増殖の
抑制効果が
異なります**
■ 菌の増減表参照

菌数は増加してはいけません。
しかし、用途によっては同数は認可。

菌数が増加しても良いが、
防臭効果を発揮する基準を
クリアしなければならない。

**制菌性能の
耐久性**

特定用途は、洗濯温度80℃で5回の
工業洗濯に耐える耐久性が必要。

洗濯温度40℃で、5回の
家庭洗濯耐久性が必要。

安全性

安全性に優れた抗菌剤を使用し
ています。
ノンホルマリンで人に優しい。

基本はノンホルマリン。



全く新しいタイプの除菌消臭スプレー！

A2Careスプレー 希望小売価格 300ml/1,800円 (税抜)

A2Careは、99.99%の精製水でできた、新メカニズム水溶液(MA-T)で、ニオイの原因物質や菌に的を絞って無臭化に成功。
衣類・家具や、赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
A2Careは、多くの航空会社で採用され、飛行機やラウンジ内の清掃に使われ、誰もがみな気持ちよく利用できるよう、清潔感・安全性が求められる場所で、A2Careは充分な除菌効果・消臭効果を発揮しています。

【お問い合わせ先】



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL http://www.matsunaga-w.co.jp