

Adscope709

クリニシャン ステトスコープ ライト

サスペンデッドダイアフラム仕様の軽量モデル



ロイヤルブルー



オールブラック

スナップオンタイプの新型イヤーチップ
(はめ込み式)



片面で高周波音、低周波音を聞き分けられる
サスペンデッドダイアフラム



販売名	Adscope709 クリニシャン ステトスコープ ライト
価格 (エディションモデル)	
全長 / 重量	76cm / 105g
チェストピース材質	アルミニウム
ダイアフラムタイプ / サイズ	サスペンデッド / 47mm
ベル面サイズ	36mm
イヤーチップ	スナップオンタイプ
付属品	ADソフトプラスイヤーチップ(スモール) 1組 ADラージネームタグ 1個
保証書 (保証期間)	チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証
医療機器届出番号	13B3X00065ADC001
医療機器分類	一般医療機器・クラス I

品番	カラー	JANコード
AD709BK	ブラック	4582107112535
AD709BD	バーガンディ	4582107112542
AD709N	ネイビー	4582107112559
AD709V	バイオレット	4582107112566
AD709RB	ロイヤルブルー	4582107112573
AD709LV	ラベンダー	4582107112580
AD709FE	フロスティエメラルド	4582107112597
AD709NO	ネオンオレンジ	4582107112603
AD709PC	パウダーカリビアン	4582107112610
AD709PLB	パウダーライトブルー	4582107112627
AD709PR	パウダーラズベリー	4582107112634
AD709PP	パウダーピンク	4582107112641
AD709PBG	パウダーブラックグレー	4582107112658

AD709ABK	オールブラック	4582107112665
AD709CBK	ブラック (シャンパンエディション)	4582107112672
AD709SKP	パウダーブラックグレー (スモークエディション)	4582107112689