

# Adscope713

## プラチナム カーディオロジー ステトスコープ ライト

サスペンデッドダイヤフラム・ツーインワンチューブ  
プラチナムチェストピース仕様の軽量カーディオロジー



販売名	<b>Adscope713</b> プラチナム カーディオロジー ステトスコープ ライト
価格 (オールブラック)	
全長 / 重量	69cm / 158g
チェストピース材質	合金
ダイヤフラムタイプ / サイズ	サスペンデッド / 47mm
イヤーチップ	スナップオンタイプ
付属品	ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ) 1組 ADソフトプラスイヤーチップ(スモール) 1組 ADラージネームタグ 1個
保証書 (保証期間)	チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証
医療機器届出番号	13B3X00065ADC001
医療機器分類	一般医療機器・クラス I

品番	カラー	JANコード
AD713BK	ブラック	4582107112887
AD713BD	パーガンディ	4582107112702
AD713N	ネイビー	4582107112894
AD713DG	ダークグリーン	4582107112900
AD713PR	パウダーラズベリー	4582107112917
AD713ABK	オールブラック	4582107112696