

Adscope715

プラチナム クリニシャン ステトスコープ

サスペンデッドダイアフラム仕様で
音響特性に優れた楕円形のプラチナムモデル



販売名	Adscope715 プラチナム クリニシャン ステトスコープ
価格 (オールブラック)	
全長 / 重量	76cm / 148g
チェストピース材質	合金
ダイアフラムタイプ	サスペンデッド
ダイアフラムサイズ	47mm (横) ・ 56mm (縦)
イヤータップ	スナップオンタイプ
付属品	ADソフトプラスイヤータップ(ラージ) 1組 ADソフトプラスイヤータップ(スモール) 1組 ADラージネームタグ 1個
保証書 (保証期間)	チェストピース3年保証・バイノーラル1年保証
医療機器届出番号	13B3X00065ADC001
医療機器分類	一般医療機器・クラス I

品番	カラー	JANコード
AD715BK	ブラック	4582107112764
AD715BD	バーガンディ	4582107112771
AD715N	ネイビー	4582107112788
AD715LV	ラベンダー	4582107112924
AD715FE	フロスティエメラルド	4582107112931
AD715PC	パウダーカリビアン	4582107112795
AD715PLB	パウダーライトブルー	4582107112801
AD715PR	パウダーラズベリー	4582107112818
AD715PP	パウダーピンク	4582107112825
AD715PBG	パウダーブラックグレー	4582107112832

AD715ABK	オールブラック	4582107112849
----------	---------	---------------