

そのハンドピース、 きちんと滅菌できていますか？

クラスBタイプ
使用可能



ハンドピースに
ピッタリサイズ (MS寸) が
新発売!

※標準的な12cmのハンドルピースを
入れたイメージ






セーフベーシック 滅菌シールパウチ

SafeBasics Pouches | オートクレーブ・EOガス滅菌用

- 粘着シール付きなので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
- 滅菌状態を一目で確認できるインジケータ付き。
- オートクレーブ・EOガス滅菌両用。(※乾熱滅菌器にはご使用できません)
- 内容物の確認がしやすい透明フィルムタイプです。



滅菌条件	オートクレーブ	EOガス
時間 (分)	30分	4分
温度 (°C)	121 °C	134 °C
相対湿度 (%)	—	60 - 85 %
EOガス濃度	—	600
乾燥・曝気時間 (分)	15 - 30分	20 - 30分
		12時間



※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	サイズ	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	備考
JS67571	S	57×102mm	37×77mm	ファイルやリーマー、止血用ガーゼなど
NEW SFBJS67702	MS	70×229mm	50×204mm	タービン・ハンドピース用
JS67892	M	89×229mm	69×204mm	基本セットやハンドピースなど
JS67132	L	134×254mm	113×229mm	鉗子など大きめのインスツルメントや小器具をまとめて
JS67193	LL	190×330mm	170×305mm	基本セットをトレーごと入れるなら

※寸法に関しては、数ミリの誤差がある場合がございます。