

タンクは外して丸洗いOK

洗える

color 全2種



White



Black

2in1

ジェル & スプレー

非接触で簡単測定 & 除菌

温度計・
ディスペンサー
850ml

● 温度計

測定可能温度

32~
42.5°C

誤差: ±0.2°C



32-37.2°C



37.3-37.7°C



37.8-42.5°C

各種機能

- バックライト 3色
- アラート温度設定
- ビープ音 ON/OFF

● ディスペンサー

ジェル
タイプ



スプレー
タイプ



アルコール・次亜塩素酸水・ソープ対応。
液体噴出口用ノズルを取り外せば、粘度の高い
ジェルも使える。

各種機能

- 液量の調整 (5段階)

※開発段階につき製品のデザインや機能は多少異なる可能性があります。

製品名	2in1 温度計ディスペンサー	電池	単4形アルカリ電池 *4 (別売り)
型番	RS-E1526	素材	ABS
本体サイズ	H23.1*W15.5*11.1cm	保証期間	新品での購入日から6ヶ月間
パッケージサイズ	H29*20.5*17	入り数	2種 12入り
製造国	中国	JAN	458254829 600 9 (White)
アラート温度設定範囲	37.5~38.6°C		458254829 601 6 (Black)