

Oxy'z II[®]

OXYGEN GENERATOR



国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

本製品は、NEDO「福祉用具実用化推進事業」の
成果を活用し、開発されたものです。

Healthy Life with Oxygen

高濃度酸素のある暮らし

長寿社会において健やかであることは生活の質に直結します。

未病・予防には少しでも早くから健康維持に努めること。

高濃度酸素のある暮らし はじめてみませんか。



酸素濃度 50 ± 2%	海外・国内 両用 AC100-240V	A4 サイズ 以下	重量 約 2.6kg (本体のみ)	約 45dB の 静音設計	簡単 メンテナンス
酸素流量 2L ± 2% / 分	20分 / 60分 タイマー切替可能	縦置き 横置き 両用	車・屋外 使用可 ※オプション備品	設置 工事不要	マイナス イオン



日本製

Oxy'z II[®]

OXYGEN GENERATOR

業界最小
最軽量級



世界初

2021年1月時点
特許 第5972727号
第6032736号
意匠 第1459848号
商標 第5326914号(第11類)
第6224156号(第10類)



国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
本製品は、NEDO「福祉用具実用化推進事業」の成果を活用し、
開発されたものです。


1日20分で無理なく手軽に高濃度酸素を

基本仕様		セット内容	オプション備品
酸素発生方式	RVSA方式	●酸素発生器本体 1台	 <p>スタンド型吸入器 用途に合わせて自立式の吸入器もございます。</p> <p>VIGO-PIN-2</p>
吸入方式	ネックセットタイプ	●ネックセット吸入器 2式(白・黒) ※集塵用カプセル/フィルター付き	
酸素濃度	50±2% ※1	 <p>白・黒各1セットが付属されます</p>	 <p>酸素濃縮カートリッジ(交換用) カートリッジ交換で、いつまでも純度の高い酸素を吸引頂けます。 ※交換目安：累積400時間経過または約1年</p> <p>VIGO-PCT</p>
酸素流量	2L±2% ※2	●AC電源コード 1個	
電源	DC12V/5A AC100V~240V	●AC-DCアダプター 1個	 <p>PM2.5対応</p> <p>マイクロフィルター (カプセル1個/集塵フィルター15本) PM2.5などをしっかり除去して綺麗な酸素をお楽しみ頂けます</p> <p>VIGO-PIN-A</p>
消費電力	22W	●酸素濃縮カートリッジ 1個	
マイナスイオン	約300万個/cm ³ ※3	●取扱説明書(保証書付き) 1冊	
ノイズレベル	約45dB ※4	※1 20℃/常圧、60%RH/相対湿度で測定	
サイズ	最大幅 奥行 高さ 80mm × 186mm × 290mm	※2 20℃/常圧、60%RH/相対湿度で測定	
重量(本体)	約2.6kg	※3 電子放射式	
		※4 本体位置から1m離れて測定	
		※5 仕様は変更されることがあります。	

利用シーン



酸素発生メカニズム



○高濃度酸素について東海大学体育学部 岩垣丞恒名誉教授、
横浜桐蔭大学 大学院スポーツ科学研究科 桜井智野風教授と共同研究しております。
○使用上の注意をご確認の上、正しくご利用ください。
○当製品は医療機器ではありません。



ビーゴ メディカル
VIGO MEDICAL 株式会社

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-11-10 第2SSビル2F
T:03-6661-7030/F:03-6661-7032

<https://www.vigo-medical.com>



販売元