

# 水を選べば 毎日の暮らしが健やかになる

## TREVI + H<sub>2</sub> FWH-10000

トレビ水素プラス

アルカリイオン整水器S2 [管理医療機器] 医療機器認証番号 231AKBZX00005000

高効率ダブル電解槽  
しっかり電解  
電極 **10** 枚

溶存水素濃度  
水素たっぷり  
最大 **1300** ppb<sup>\*1</sup>

きちんと浄水  
**12+8** 物質除去<sup>\*2</sup>  
JIS指定12物質+浄水器協会自主規格8物質

選べる水  
**11** 種類  
浄水・アルカリイオン水(8種類)・酸性水・衛生水



メーカー希望小売価格:

仕様	本体寸法: 幅25.5×奥行14.2×高さ32.4cm	電源コード: 2.5m	給水接続: レバー切替
	質量: 約4.1kg(満水時 約5.1kg)		給水方式: 吐水蛇口分岐栓
	定格: AC100V(50/60Hz)		本体通水可能水圧(動水圧): 約70~500kPa
	消費電力: 約220W(待機時:約0.5W)		使用可能水道管圧力(静水圧): 約70~750kPa

※本チラシでは生成される水の名称として、「アルカリイオン水」・「酸性水」を使用しています。これはJIS T 2004(家庭用電解水生成器)で用いられる「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」に相当します。

※1 溶存水素計 東亜ディーケーケー製DH-35Aによる測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。

※2 JIS規格指定12物質①遊離残留塩素 ②濁り③クロロホルム ④プロモシクロメタン ⑤ジプロメクロメタン ⑥プロモホルム ⑦テトラクロロエチレン ⑧トリクロロエチレン ⑨鉛⑩パラメタン ⑪農薬 CAT ⑫(カビ菌)2-MB ⑬溶解性鉛

※3(浄水器協会自主規格8物質)①鉄(粒子状鉄) ②アルミニウム(中性) ③ジェオスミン ④微イオン界面活性剤 ⑤フェノール類 ⑥四塩化炭素 ⑦ベンゼン ⑧シストランス1,2ジクロロエチレン