

## マイ整座クッション (MB06101)


### 車いすを快適に座りませんか！

- 従来品に比べ性能が大幅にアップしました。
- アンカーサポートエリアが広がり、ずっこけ座りの方もより座りやすくなりました。
- 3層構造のフォームで姿勢が安定します。
- おしりにかかる圧力を分散し、痛みを軽減します。
- カバーの表面は身体に優しいパイル地を使用し、裏面には撥水加工を施しました。
- カバーの底面にはノン・スリップ(滑り止め)加工を施しました。
- 左右2ヶ所ループにヒモなどを付けると、車いすを折り畳んだ時にクッションを紛失しません。



### 身体に優しい3層構造

サイズ: 前75mm×後65mm 横400mm×奥行400mm  
カバー: 表地 黒色 パイル地(裏側にラミネート防水加工)  
側面 赤色 ポリエステル(撥水加工)  
底面 滑り止め加工  
重さ: 630g



(製品は、予告なしに変更される場合がございます。)

株式会社ユーキ・トレーディング

www.yukitrading.com

〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46

TEL03-3821-7331 FAX03-3821-7552