





| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |



均等耐荷重 500kg (1台当たり)  
カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能  
塗装色：サカエダークグレー

| 6               | 補強フレーム  | 1          | SPHC-P      | 2.3t            |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------|
| 5               | カンヌキ    | 1          | SPCC-SD     | 1.2t            |
| 4               | アジャスター  | 4          | ABS・ユニクロメッキ | M12XP1.75       |
| 3               | 脚フレーム   | 2          |             |                 |
| 2               | 天受フレーム  | 2          | SPCC-SD     | 1.2t            |
| 1               | 天板      | 1          | 特殊アクリル系樹脂天板 |                 |
| 品 番             | 部 品 名   | 1台分<br>数 量 | 材 質         | 備 考             |
| 作成              | R3.3.18 | 3角法        | 名 称         | 中量実験用作業台        |
| 承認              | 設計      | 製図         |             | CHC-1890        |
|                 |         | 上田         |             | W1800XD900XH800 |
|                 |         | 1:12       |             | 外観図             |
| 図 番             |         |            | 葉 番         |                 |
| 株式会社 <b>サカエ</b> |         |            |             |                 |