

I.D. Jane Doe
年齢 51身長 156.9cm
性別 女性日付 2019. 11. 19
時間 11:29:00InBody
Website: www.inbody.co.jp

体成分分析 Body Composition Analysis

項目	単位	測定値	標準範囲
細胞内水分量	L	16.6	16.3 ~ 19.9
細胞外水分量	L	10.9	10.0 ~ 12.2
タンパク質+ミネラル量	kg	9.8	9.4 ~ 11.6
体脂肪量	kg	21.8	10.3 ~ 16.5

筋肉・脂肪 Soft Lean-Fat Analysis

項目	単位	測定値	標準範囲
体重	kg	59.1	43.9 ~ 59.5
筋肉量	kg	35.1	33.8 ~ 41.4
体脂肪量	kg	21.8	10.3 ~ 16.5

肥満指標 Obesity Index Analysis

項目	単位	測定値	標準範囲
BMI	kg/m ²	24.0	18.5 ~ 25.0
体脂肪率	%	36.9	18.0 ~ 28.0

部位別筋肉量 Segmental Lean Analysis

★: アクセス部位
●: 麻痺部位


測定部位	単位	測定値	標準範囲
右腕	kg	2.02	1.51 ~ 2.27
*左腕	kg	1.94	1.51 ~ 2.27
体幹	kg	17.7	15.5 ~ 18.9
*右脚	kg	5.20	5.38 ~ 6.58
左脚	kg	5.02	5.38 ~ 6.58

部位別水分量 Segmental Water Analysis




★: アクセス部位
●: 麻痺部位

測定部位	単位	測定値	標準範囲
右腕	L	1.58	1.18 ~ 1.78
*左腕	L	1.52	1.18 ~ 1.78
体幹	L	13.4	12.1 ~ 14.8
*右脚	L	4.21	4.21 ~ 5.15
左脚	L	4.08	4.21 ~ 5.15

測定値	体水分量	除脂肪量	体重
16.6	27.5	37.3	59.1
10.9			
9.8			
21.8			



* 体重調節 体重調節: -7.4kg 脂肪調節: -9.9kg 筋肉調節: +2.5kg



体成分履歴 Body Composition History

No	日付	時間	体重	筋肉量	体脂肪率	体水分	ECW/TBW	TBW/FFM
1	19/11/19	11:29	59.1	35.1	36.9	27.5	0.397	73.7
2	19/11/04	11:31	60.2	35.5	37.0	27.9	0.396	73.6
3	19/10/15	11:18	61.0	35.6	37.7	28.0	0.397	73.7
4	19/10/01	11:09	61.8	35.6	38.5	28.0	0.397	73.7
5	19/09/10	11:27	62.0	35.4	39.0	27.9	0.397	73.7
6	19/08/12	11:05	62.9	35.4	39.9	27.9	0.397	73.7
7	19/07/15	11:45	63.5	35.4	40.5	27.9	0.397	73.8
8	19/06/02	11:25	63.1	35.4	40.1	27.9	0.398	73.8
9	19/04/30	11:30	64.0	35.5	40.8	28.0	0.399	73.9
10	19/04/10	11:28	65.3	35.8	41.3	28.3	0.399	73.9

研究項目 Additional Data

骨格筋量	19.6 kg (19.5 ~ 23.9)
タンパク質量	7.2 kg (7.0 ~ 8.6)
骨ミネラル量	2.18 kg (2.01 ~ 2.45)
体細胞量	23.8 kg (23.4 ~ 28.6)
基礎代謝量	1176 kcal
TBW/FFM	73.7 %
SMI	5.8 kg/m ²

インピーダンス Impedance

[Touch Type, Lying Posture, After Dialysis]

	RA	LA	TR	RL	LL
Z ₅₀ 1 kHz	379.6	392.7	26.8	306.8	316.1
5 kHz	373.1	385.4	25.7	303.0	314.1
50 kHz	337.2	352.5	23.0	282.3	289.8
250 kHz	307.9	322.9	20.4	263.3	272.7
500 kHz	297.4	311.5	19.1	258.1	267.8
1 MHz	286.4	297.4	17.0	254.5	264.0
X ₅₀ 5 kHz	12.0	11.6	2.1	9.0	8.8
50 kHz	26.2	25.0	2.3	19.8	19.1
250 kHz	23.3	21.6	2.4	13.1	13.9

Whole Body Phase Angle(°)

4.3°
50 kHz 4.5 4.1 5.7 4.0 3.8