

小さくたためる、便利な杖。

てのひら

T E N O H I R A



77
S
82
cm・2.5
cm
ピッチ

2.6cm

女性に人気の
花模様プリント

手のひらサイズの
コンパクト杖

小さく畳める
5折型

ショルダーバッグに
スッキリ収まる

SG規格適合品

特徴
1

ちいさい



コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ(杖)。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。

特徴
2

握りやすい



指の間に自然にフィット
グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。そのため、手のひら全体でしっかりと握ることができ、長時間使っても手が疲れにくい仕様です。

特徴
3

やさしい



フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。また、グリップの端に傾斜をつけたことで、従来どおりの握り方に加え、親指をその傾斜に乗せる握り方ができます。

重量:265g
握り:楓(かえで)
支柱:アルミ

サイズ
組立時/(約)77.0cm~82.0cm
折りたたみ収納時/(約)幅11x高さ23cm
適応身長:(目安):147~159cm
2.5cm刻みで3段階調節可能

カラーバリエーション

品番

JAN

ピンク



AS-T16PK



4 562133 587415

ワイン



AS-T16WE



4 562133 587422

ブラック



AS-T16BK



4 562133 587439

◆全品ストラップ付き

※仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

朝日産業株式会社

Asahi Industry Co.,Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

TEL (052)684-6829 FAX (052)671-5196

E-Mail medical@asahi-sg.co.jp http://www.asahi-sg.co.jp/