

ICST から新登場！『スティックタイプ』の体温計で簡単測定！

# NoZOMI<sup>®</sup>

## 非接触型体温計

### DT-104



1sec

**短時間測定**

赤外線センサーで  
最短1秒測定



**暗闇対応可能**

バックライト搭載で  
暗闇でも見やすい



**機能の使分け**

体温/物体  
選べる2つのモード

M  
32

**メモリー機能搭載**

32回分の  
メモリーを記録

管理医療機器

認証番号：303AGBZX00029000



衛生的



正確



自動オフ機能



水銀不使用



簡単・便利



電池残量  
低下ライト



測定距離

## 仕様

製品名	非接触型体温計DT-104
型番	DT-104 (E122)
測定場所	額
測定距離	3~5cm
測定範囲	体温: 34.0~43.0℃ 物体: 0.00~99.0℃
体温測定精度	±0.2℃以内: 35.5~42.0℃ ±0.3℃以内: それ以外
物体温度測定精度	±0.3℃以内: 34.0~43.0℃ ±2.0℃以内: それ以外
体温表示	3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池	単4アルカリ乾電池
サイズ	約40×140×40(mm)
質量	86g(電池含む)
使用環境	温度: 5~40℃ 湿度: 85%RH以下 気圧: 70~106kPa
保管環境	温度: -20~55℃ 湿度: 93%RH以下(結露なし) 気圧: 50~106kPa



メモリー機能搭載



短時間測定



暗闇対応可能



機能の使分け

製造販売業者

 **株式会社 ICST**

〒338-0001  
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー  
Tel: 048-857-8026 Fax: 048-857-8041  
Web: <http://www.icst.jp>

**管理医療機器**

一般的名称 皮膚赤外線体温計  
販売名 非接触型体温計 DT-104  
認証番号 303AGBZX00029000  
外国製造会社 Bioland Technology Co., Ltd  
製造国 中華人民共和国

販売代理店