

dermo
scan

ダーモジーニアス3

DermoGenius3

The classic – even better

- ▶ 偏光ライト機能
- ▶ 明るいLED
- ▶ 耐久性の高い操作部
- ▶ 充電電池対応（充電スタンド付き）



www.yayoi841.co.jp



充電電池と充電スタンド付き



各種カバーガラスアダプタ



明るいLED



- ★ 偏光／非偏光の両モードをボタンひとつで切り替え可能
- ★ 境界部分の歪みのない 10 倍拡大
- ★ 優れた光学技術で定評のあるドイツ製製品
- ★ 非球面レンズ技術による高品質の画像再現性
- ★ 独自の詳細な解像度を実現する非球面光学系
- ★ シンプルなフォーカス機能
- ★ 優れた高解像度イメージを達成するための非常に明るいLED
- ★ カバーガラスアダプタはマグネット取り付け式
(カバーガラスアダプタはオートクレーブ可能)
- ★ 標準的な単三乾電池か、あるいはニッケル水素式充電電池で動作
(標準セットには充電電池付属です)
- ★ 軽量(160g)で、人間工学的設計のハンドピース

【標準セット内訳】

- ・DermoGenius 3 本体
- ・標準カバーガラスアダプタ
- ・充電スタンド(AC100V)・充電式電池

【オプション品】

- ・スケール付きカバーガラスアダプタ
- ・細部観察用φ9mm カバーガラスアダプタ
- ・凸物観察用カバーガラス無アダプタ

TECHNICAL DETAILS

電池／充電電池	単三乾電池あるいはニッケル水素電池(2100mAh 推奨)
充電時間	約 2 時間
満充電時使用時間	最大 4 時間
寸法(L/W/H)	185×65×65mm
本体重量	160g

※製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。



株式会社ヤヨイ
東京都文京区本郷 2 丁目 18 番 4 号
TEL:03-3813-5816 FAX:03-3813-9189
e-mail:tokyo@yayoi841.co.jp
URL: <http://www.yayoi841.co.jp>