

「まごころ」を True Heart お届けしたい!



専用点滴棒1本
標準装備

フルアルミニウム構造!

軽量MTストレッチャー
TB-1530

NEW

- 超軽量で耐食性が高いフルアルミニウム構造の医科向けストレッチャー。
- 手動旋回昇降式で高さを調節できる収納可能なクランク式ハンドル。
- 直径15cmダブルロック式キャスター仕様。専用点滴棒1本標準装備。

▼サイズ [単位: cm]


幅	60
長さ	190
高さ	55~93

●クッション厚: 5cm ●重量: 約40kg



シートカラー
メディブルー

※耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応



収納式
昇降ハンドル

収納式点滴棒

直径15cm ダブルロック式キャスター



抗菌・防臭機能付き患者着

患ジャギ2P
TB-1528

NEW

- 伸縮性の高い生地を採用した抗菌防臭機能付き患者着の上下セット。
- 前方ファスナー式。後方マジックテープ式。人気のブラウン色限定。

フリーサイズ

材質: ポリエステル100%

カラー: ブラウン限定