

KRANKE CHAIR

安定性の高い円盤脚チェア

a A型クランケチェア

TB-1562-01

NEW

- 患者様にも安心感を与える安定性の高い直径36cmの円盤脚チェア。
- 床面にキズを付けない滑り止め効果のあるポリエチレンリング付き。
- 診察室での根強い人気を持つレットロなスツール。360°回転式座面。

▼サイズ [単位:cm]

座面直径	30	座高	ご指定ください。(35・40・45)
------	----	----	--------------------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm(座面)
- 重量:約4kg

b G型クランケチェア

TB-1562-02

NEW

- 患者様にも安心感を与える安定性の高い直径39cmの円盤脚チェア。
- 床面にキズを付けない滑り止め効果のあるポリエチレンリング付き。
- レバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式。360°回転式座面。

▼サイズ [単位:cm]

座面直径	35	座高	42~53
------	----	----	-------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm(座面)
- 重量:約5kg

カラフル18色対応



a



b

a オーバルチェア(キャスター付き)

TB-557-01

b オーバルチェア(アジャスター付き)

TB-557-02

- 安定した強度を実現するスチール製4脚ベースの高さ固定式スツール。
- 直径5cmの双輪キャスター&樹脂製アジャスター。360°固定式座面。

▼サイズ [単位:cm]

座面直径	30	座高	ご指定ください。(範囲:25~55)
------	----	----	--------------------

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚:6cm
- 重量:約5kg

カラフル18色対応

▼オリジナルレザー18色よりお好みのカラーをお選びいただけます。[ビニルレザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応]

