



### リラックス状態の手に最適なバランス

自然でリラックスした状態のハンドポジションにより、負担が減少します。Move It ピペットは、手の疲労を最小限に抑えます。これは、最適化されたピペットのバランスによってもたらされます。チップとサンプルを確認しやすいというメリットもあります。ストレスのない操作をお楽しみください。



### 回転可能なピペットヘッド - 360°

すべての Move It ピペットは、接続チューブが内部に使用されていません。そのため、ピペットヘッドは 360° 回転可能です。ディスプレイも見やすく快適に使用できます。これは人間工学的でリラックスした体の姿勢をサポートするだけでなく、すべてのパラメータを迅速に確認できるため、貴重な時間を節約します。

