



## 2. Safe Sample Transfer

### 信頼性と再現性のある結果を実現するチューブレスシステム

ピストンシリンダーシステムはノーズコーンに直接接続されています。そのため、特別なメリットがあります：

- > モーターまたは手からエアクッションへの熱伝達がないため、より高い精度と再現性が得られます。
- > オートクレーブが可能\*なため、汚染リスクを低減
- > 接続チューブのもつれや劣化がないため、継続的で信頼性の高い堅牢性と精度を実現
- > チューブシステムのピペットに比べて、メンテナンスの必要性が少なくなります。

### 振動のない調節ノブによるスムーズな液体移送

モーターを使用しないため、チップ間隔を変更しても振動は発生しません。液体移送時の滴下リスクを抑えます。

\* Xplorer plus は下部のみ、Research plus は全体をオートクレーブ可能