

Move It – 手動タイプと電動タイプ

手動タイプの Research plus は、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。さまざまな機能を備えた電動ピペット Xplorer は、直感的かつ正確に調整可能なパラメーター、疲労のないピペティング、再現性のある正確な結果が必要な場合に理想的な機器です。



360° 回転可能なピペットヘッド

- > 快適に読むことができるディスプレイ
- > 人間工学的でリラックスした体の姿勢が保てます
- > パラメーターの迅速な確認

調整ノブ

- > チップ間隔は手動で調整可能
- > 直感的で振動の無いダイレクトな操作
- > 液体がポタポタ落ちない移送

チューブレスシステム

- > エアクションの安定した温度
- > 継続した高い信頼性と堅牢性、精度を実現
- > 簡単にオートクレープ可能*
- > 頻繁なメンテナンスが不要

間隔コントロール

- > 分注元と分注先のフォーマットをあらかじめ設定
- > 384、96、48、24 または 12 ウェルプレートへの容易な分注
- > フォーマットに合わせてすばやく切り替えることができます

調整可能なチップ間隔

- > マイクロプレート、チューブサンプル、ホルダー内のチューブ、アガロースゲルへの分注に
- > チップ間隔は 4.5~33 mm の間で自由に選択可能

* Xplorer plus 下部のみ、Research plus は全体をオートクレープ可能