

NEW

歩行車 アルカーレ CH

ハイタイプなのに、コンパクト！
身長が高い方にも対応した歩行車。


コンパクトながら前輪が大きく、段差の乗り越えがスムーズです。



コンパクト設計

狭い場所でもスムーズに走行でき、歩行スペースをしっかりと確保した設計です。

幅広のタイヤ



グレーチングのすき間にはまりにくいタイヤ幅です。



ハンドル高さ7段階調節

78.5cm~96.5cmの間で7段階調節できます。背の低い方から高い方まで使用できます。(3cmピッチ)

操作性の良いハンドブレーキ



握るとブレーキ、下ろすと駐車ロックがかかります。ハンドルからすぐに指が届きます。

キャスター角度3WAY



路面状況にあわせてキャスターの角度を3段階で切り替えることができます。(固定、左右60°、360°)

買い物に便利なバッグ



大きな開口部は荷物の出し入れに便利です。(7.5L、5kgまで)



- ・杖止めベルト付き
- ・杖受け皿付き
- ・反射シール付き



折りたたみ時



ワンタッチ座面

座面を倒すと、腰掛けることができます。

座面サイズ

31
30 (cm)

座面高さ：44.5cm

アルカーレ CH

品番	入数	参考価格(税抜)	製品重量	ブルーデニム	TAISコード
40038 (ブルーデニム)	1		5.5kg	40038-1	00426-000138

- サイズ/52.5×57.5×78.5 ~ 96.5H(cm) (折りたたみ：52.5×40×83.5H)
- 前輪：φ17.5(cm)、後輪：φ14.5(cm)
- バッグ容量/7.5L ●積載重量/5kg
- 材質/アルミ、EVA樹脂、ポリプロピレン、他 ●最大使用者体重/75kg

メーカーコード 4945680