

令和3年9月吉日

お取引先各位

アポロ衛材株式会社

「サージカルマスク AP」 JIS 規格適合審査承認のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素より弊社製品ご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
 この度マスクの JIS 規格制定に際し弊社でも JIS 規格承認審査を申請していましたところ
 「JIS T9001 医療用マスククラスⅡ」として承認を戴きましたのでご報告申し上げます。
 今後化粧箱パッケージ表示を JIS 規格適合基準に変更致しますが全国マスク工業会承認
 の上、国内工場で製造します。パッケージ変更時期に付いては改めてのご報告になります
 のでご了承の程、宜しくお願い申し上げます。 謹白

記

サージカルマスク AP

JIS 規格適合番号 M22109027 JIS T 9001 医療用マスククラスⅡ取得
 全国マスク工業会会員マーク表示適合

以上、宜しくお願い申し上げます。

アポロ衛材(株) 様 申請日 2021年8月5日
 審査日 2021年9月10日
 通番号 TK-21-009607
 (一社)日本衛生材料工業連合会・適合審査部門

マスク適合審査結果通知書

ver. 1.6

JIS適合審査の結果、下記のように判断されましたのでお知らせいたします。

○申請者名 アポロ衛材(株)
 ○代表品名 サージカルマスクAP
 ○区分 医療用・クラスⅡ
 ○品番・型番 K083

○関連品番

○JANコード 4560113869117

○展開色 白

○適合番号 M22109027

(1/2)

○審査結果 [適合]

○審査内容

試験項目	判定
PFE(微小粒子捕集効率)	適合
BFE(バクテリア飛まつ捕集効率)	適合
VFE(ウイルス飛まつ捕集効率)	適合
花粉粒子捕集効率	
圧力損失	適合
人工血液バリア性	適合
可燃性	適合
遊離ホルムアルデヒド	適合
特定アゾ色素	—
蛍光試験	適合
機能等についての洗濯表示	

◆判定に関する詳細事項

注)通知書に添付した「JIS適合表示フォーマット」を使用してください。(フォーマット差し替え)
 JIS適合表示フォーマットの色は、原則「背景は白色、文字は黒色」を使用してください。
 JIS適合表示フォーマットの枠や形状は変更不可のため、規定通りの枠と形状で表示してください。