

MRI検査用耳栓で 初めての抗菌耳栓

※ポリウレタンフォームタイプの耳栓について。(2019年1月当社調べ)

特殊な工法で作られた清潔な「抗菌耳栓」です。細菌の増殖を抑える効果があります(特許出願済)。




MRI検査時の遮音や
病室・研究室などでの使用にも
適した清潔な抗菌仕様です。



遮音値
(NRR)
30dB

AB-021

くびれ形状にすることにより、スムーズな装着と
装着後の安定感を追求。



遮音値
(NRR)
27dB

AB-022


お子様や耳の小さい方にフィットするよう
小型に設計された耳栓。



遮音値
(NRR)
25dB

AB-131


ワンプッシュで簡単装着。
説明・装着の時間短縮により検査をスムーズに。



耳栓が騒音をカットして、検査時のストレスを緩和します。
患者様へのサービスにご活用ください。

例えば、MRI検査施設内の騒音が約85dBとすると、遮音性能30dBの耳栓AB-021を装着することで
「約85dB-30dB=約55dB」となります。耳栓が騒音をカットして、小鳥のさえずりレベルとなります。

MRI検査時の騒音



単位(デシベル dB)

※イラストはイメージで、MRI検査時の騒音レベルは施設等によって異なります。

製品情報

製品名	耳栓 AB-021 抗菌仕様	耳栓 AB-022 抗菌仕様	耳栓 AB-131 抗菌仕様
コードNo.	038-100124-00	038-100125-00	038-100123-00
材質	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン、塩化ビニル樹脂
規格	JIS T8161 EP-1(1種)、米国規格 ANSI S3.19 適合品	JIS T8161 EP-1(1種)、米国規格 ANSI S3.19 適合品	JIS T8161 EP-1(1種)、米国規格 ANSI S3.19 適合品
包装	1ペア/袋 × 200袋/箱	1ペア/袋 × 200袋/箱	1ペア/袋 × 100袋/箱
JANコード	 4 987601 538889	 4 987601 538896	 4 987601 538650



川本産業株式会社
セーフティプロダクツ部

〒104-0033 東京都中央区新川1-24-1 ユニゾ新川永代通りビル 8階
TEL. 03-6666-6323

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp/>

ご注文・お問い合わせは