

飛沫対策 フェイスガード

医療現場や接客を伴うお店など
様々なシーンにフェイスガードを

高級
高透明
タイプ

高耐久
タイプ

ノーマル
タイプ



◆ 反射防止コーティングでクリアな視界

※ノーマルタイプ・高耐久タイプは反射防止コーティング機能は付いておりません

◆ 軽量で装着が簡単

◆ 跳ね上げ機能付きでシールド交換が可能


◆ 頭のサイズに合わせて調整可能

◆ アルコール消毒ができるので繰り返し使用可能

※ノーマルタイプはアルコール消毒はできません
※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します


跳ね上げ機能付き

シールドが不要の時には頭の上に
シールドを跳ね上げておくことができます



選べる3つのタイプ


1つの取付具に
3つのシールドタイプが選べます



※詳細は裏面ページへ

シールドの取り換え可能

シールドの取り換えができるので
清潔感をキープできます



取付具の洗浄可能!

シールドを取り外せば
取付具の洗浄が可能です

選べるシールドタイプ

おすすめ！

高級高透明タイプ

反射防止コーティング機能で透過率 約99%

反射防止コーティング加工しているため
まるでフェイスガードを付けていないかのように自然に見えます。

フェイスガードの見え方比較

ノーマルタイプ

高級高透明タイプ



反射
防止

キズ
防止

アルコール
消毒可
※1

フェイスガード装着時の見え方

ノーマルタイプ

高級高透明タイプ



高耐久タイプ

ハードコートを塗工しているため
耐久性が高く、
拭いてもキズが付きにくいので、
繰り返し使用可能です。



キズ
防止

アルコール
消毒可
※1

ノーマルタイプ

使い捨てで、
お買い求めしやすいタイプです。

導入事例

- 病院
- 市役所
- 学校
- 眼鏡店
- 企業

たくさんの団体・企業様に
ご採用いただいております！



※実際にご採用いただいた事例です【クリニック（愛知県）】

製品ラインアップ

製品タイプ	セット内容	希望小売価格 (税込)	JANコード
高級高透明タイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669916780
	シールド 5枚・取付具 1個		4987669916797
	シールド 5枚・取付具 5個		4987669916803
	シールド 5枚		4987669916810
高耐久タイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669916827
	シールド 5枚・取付具 1個		4987669916834
	シールド 5枚・取付具 5個		4987669916841
	シールド 5枚		4987669916858
ノーマルタイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669916773
	シールド 5枚・取付具 1個		4987669915776
	シールド 5枚		4987669916377
取付具	取付具 1個		4987669915752

フェイスガードのご購入は

ニデック フェイスガード

Q 検索



お問い合わせ先：株式会社 ニデック

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451 FAX: 0533-58-3452

URL: <https://www.nidek.co.jp/>

飛沫対策フェイスガード_L01J002