

## 反射防止機能で クリアな視界を実現 飛沫対策 フェイスガード アイガード



### 2種類のシールド



フェイスガード

高級  
高透明  
タイプ

高耐久  
タイプ

- ・顔全体を飛沫から保護
- ・メガネ着用時にも装着可
- ・医療現場や接客を伴うお店に推奨



アイガード

高級  
高透明  
タイプ

- ・目を飛沫から保護
- ・メガネ着用時にも装着可
- ・医療現場に推奨

※マスクと併用してください。  
併用により高い防護効果が得られます。

透過率  
約99%

### 反射防止コーティングでクリアな視界

【高級高透明タイプ限定】

反射防止コーティング加工をしているため  
まるでシールドを付けていないかのように  
自然に見えます

※高耐久タイプは反射防止コーティング機能は付いておりません。

反射防止なし



反射防止あり



反射防止なし




反射防止あり




### 跳ね上げ機能付き

シールドが不要の時には頭の上に  
シールドを跳ね上げておくことができます



### シールドの取り換え可能


シールドの取り換えができるので  
清潔感をキープできます



### アルコール消毒可能

アルコール消毒ができるため  
繰り返し使用可能です

※アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します



### キズ防止機能付き

ハードコート加工をしているため  
拭いてもキズが付きにくい仕様です

# 選べるシールドタイプ

おすすめ！！

## 高級高透明タイプ

透過率  
約99%



反射  
防止

キズ  
防止

アルコール  
消毒可

## 高耐久タイプ



キズ  
防止

アルコール  
消毒可

\*アルコール種類はエタノール消毒液を推奨します  
\*アイガードは高級高透明タイプのみとなります


## 製品ラインアップ

製品タイプ		セット内容	希望小売価格 (税込)	JANコード
フェイスガード2	高級高透明タイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669917251
		シールド 5枚・取付具 1個		4987669917268
		シールド 5枚・取付具 5個		4987669917275
		シールド 5枚		4987669917282
	高耐久タイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669917213
		シールド 5枚・取付具 1個		4987669917220
		シールド 5枚・取付具 5個		4987669917237
		シールド 5枚		4987669917244
アイガード	高級高透明タイプ	シールド 1枚・取付具 1個		4987669917800
		シールド 5枚・取付具 1個		4987669917817
		シールド 5枚・取付具 5個		4987669917824
		シールド 5枚		4987669917831
取付具		取付具 1個		4987669917206

## 導入事例

- 病院
- 市役所
- 学校
- 眼鏡店
- 企業

たくさんの団体・企業様にご採用いただいております！



※実際にご採用いただいた事例です【クリニック(愛知県)】  
\*写真は旧モデルとなり、現在は販売終了しております。

フェイスガード/アイガードのご購入は

ニデック フェイスガード

ニデック アイガード

検索



お問い合わせ先：株式会社 **ニデック**

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4

TEL: 0533-58-3451 FAX: 0533-58-3452

URL: <https://www.nidek.co.jp/>