

高透明 エアロゾルボックス



こんな場面で困っていませんか？

- ・検査や処置時の患者さんからの飛沫が不安
- ・エアロゾルボックスを被せると患者さんが見にくい
- ・エアロゾルボックスを使わない時が邪魔

→「反射防止」で「組立式」の
エアロゾルボックスで解決！

！お医者様の気持ちを 様々な角度から考えたエアロゾルボックス

※エアロゾルボックス：患者からの出血や飛沫による感染から医療従事者を守るアクリル製ボックス

コーティングによる3つの効果

- ・反射防止効果で見やすい
- ・ホコリ防止効果でメンテナンスが楽
- ・キズ防止効果で劣化が少ない



アルコール
消毒可

組み立て式

- ・簡単組立、簡単解体
- ・省スペースで保管
- ・破損した場合、1枚から板交換可能

医療現場の 声を反映した 設計

- ・様々な処置に対応可能（救急救命、麻酔科など）
- ・国内ストレッチャー対応サイズ
【W450×H560×D405（mm）】



組立式で
省スペース
保管可！

※その他、ご要望がありましたらお気軽にご相談ください

株式会社 ニデック

コート事業部 営業窓口

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町大沢27番地4
TEL: 0533-58-3451