



MG型シリーズのアルミブロック、レギュラーブロックとハーフブロックは互換性があり、レギュラーブロック1個=ハーフブロック2個の構成になります。異なる容器サイズのアルミブロックを混載して使用することもできます。(MG-3100・3200型、MG-1400型)




レギュラーブロック
MGB型、MGL型

ハーフブロック
MGBH型、MGLH型


MG-3200型構成例



MG-3100型構成例



MG-1400型構成例



- ①外径16.5mm試験管用レギュラーブロック
- ②1.5mLマイクロチューブ用ハーフブロック
- ③外径21mm試験管用ハーフブロック
- ④1.5mLマイクロチューブ用ハーフブロック
- ⑤外径21mm試験管用ハーフブロック
- ⑥1.5mLマイクロチューブ用ハーフブロック
- ⑦0.5mLマイクロチューブ用ハーフブロック

- MGB-1624型
- MGBH-1520型
- MGBH-2108型
- MGBH-1520型
- MGBH-2108型
- MGLH-1520型
- MGLH-0524型