


触れずに
測れる
体温計

約1秒
検温

ポケット
サイズ

ストラップ
付き

おでこ専用



検温

簡単測定

ボタンを押すだけの操作で
体温・温度を測定。
約1秒で測定が完了。

表面温度



コンパクト

手のひらに収まるサイズで、
持ち運びや保管にも便利。



メモリ

25回分の体温測定結果を表示。

非接触体温計 TH03F

ミニサーモ

定価

サイズ



厚さがわずか
約2cm

31.5g
(電池含む)

製品仕様

品番	TH03F
品名	ミニサーモ
体温計モード	測定範囲: 34~42.2°C 測定精度: ±0.2°C (35~42°C), その他±0.3°C
温度計モード	測定範囲: -22~80°C 測定精度: ±0.3°C (22~42.2°C), その他 ±4% 又は ±2°C どちらか大きい方。
使用環境条件	室温: 10~40°C 湿度: 15%~85% RH (但し、結露なきこと。)
電池寿命目安	約3,000回
寸法・重量	(縦×横×厚さ): 79.1x 39.0 x 19.3mm 重量: 31.5g (電池含む)
電源	DC3V/ リチウムボタン電池 (CR2032) x1
医療機器の区分	管理医療機器
医療機器認証番号	303AFBZX00033000
一般的名称	皮膚赤外線体温計
内容物	本体 (電池含む)、取扱説明書 (保証書付)、 添付文書、クイックマニュアル、ストラップ 各1

