

シャワーストレッチャー

NS-700 新商品

NS-600

NS-200



人材  
確保等  
支援  
助成金

made  
in  
JAPAN



NS-700



NS-600

### 電動昇降(NS-700)

ストレッチャーが電動で昇降し、介助の負担を軽減します。

### ガード

2段階の角度調整ができます。頭側は開閉できますから洗髪の際に便利です。

### サイドレール

大きな面構造で安全です。

### ブレーキ

4輪同時にロックができます。

人材確保等支援助成金対象機種

背上げ機能・電動昇降機能付

# NS-700

本体価格


浴槽セット(オプション)

本体価格



全長	2030 mm
全幅	705 mm
座面高	505~815 mm
フレーム高	180 mm
重量	81 kg
耐荷重	220 kg

<JANコード> 4543085010206  
<TAISコード> 00084-000131  
●背受け角度/0~35° (ガスシリンダー方式)  
●キャスター径/125mm  
主要材質 ステンレス、ポリエチレン、ポリプロピレン



- 四方が囲まれているから、シャワー浴のときもお湯が飛び散りません。
- お湯が拭き取りやすく、次のご利用者に冷たさが残りません。

満水量220ℓ・排水ホース1.9m付  
シート材質 EVA

ストレッチャーが電動で昇降し、介助の負担を軽減します。

背と腰の連動は、レバー操作で単独へ切替できますから、様々な身体状況の方に対応できます。浴槽セットを併用することで、特浴設備が無くても簡易的な入浴や部分浴ができ、導入コストやリスクも軽減できます。

人材確保等支援助成金対象機種

背上げ機能付

# NS-600

本体価格


浴槽セット(オプション)

本体価格



全長	2,030 mm
全幅	705 mm
座面高	495~815 mm
フレーム高	180 mm
重量	75 kg
耐荷重	220 kg

<JANコード> 4543085010169  
<TAISコード> 00084-000108  
●背受け角度/0~35° (ガスシリンダー方式)  
●キャスター径/125mm  
主要材質 ステンレス、ポリエチレン、ポリプロピレン



- 四方が囲まれているから、シャワー浴のときもお湯が飛び散りません。
- お湯が拭き取りやすく、次のご利用者に冷たさが残りません。

満水量220ℓ・排水ホース1.9m付  
シート材質 EVA

背と腰の連動は、レバー操作で単独へ切替できますから、様々な身体状況の方に対応できます。浴槽セットを併用することで、特浴設備が無くても簡易的な入浴や部分浴ができ、導入コストやリスクも軽減できます。

人材確保等支援助成金対象機種

スタンダードタイプ


# NS-200

本体価格



全長	1,870 mm
全幅	705 mm
座面高	470~775 mm
座面寸法	1820×550 mm
フレーム高	175 mm
重量	50 kg
耐荷重	150 kg

<JANコード> 4543085010176  
<TAISコード> 00084-000109  
●キャスター径/125mm  
主要材質 ステンレス、ポリエチレン、ポリプロピレン



シャワー浴専用のストレッチャーです。機能を絞り込んで、よりお求めやすくしています。最低位は470mmでベッドや車いすからの移乗にも最適です。

お取り扱い



本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6  
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522  
東京支店 / TEL03 (5939) 8611 FAX03 (5939) 8612  
札幌営業所 / TEL011 (788) 5334 FAX011 (788) 5341  
仙台営業所 / TEL022 (781) 6715 FAX022 (781) 6796  
北関東営業所 / TEL027 (212) 2066 FAX027 (212) 2067  
名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656  
大阪営業所 / TEL06 (4860) 6601 FAX06 (4860) 6602  
福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809

ホームページもご覧ください!  
動画配信中

いaura 検索  
メールアドレス info@tura.co.jp

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。※( )内は税込価格です。  
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問合せください。

(2020年8月)