

医療用

安心の日本製品・日本品質

エルモア

カテキンマスク

日本製

医療用マスク 米国規格 ASTM-F2100-20レベル3適合

- 医療用としても使用可能な米国規格ASTM-F2100-20レベル3をクリアしています。
- 機能性を付与したカテキン加工フィルターを採用した4層構造のマスクです。
- カテキン加工フィルターは、フィルター表面に付着したウイルス・細菌・においを抑制します。



プリーツタイプ
約175mm×約95mm

ふつうサイズ

30枚入





※マスク全体に抗ウイルス効果があるものではありません。
 ※マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
 ※マスク本体は淡黄色でほのかなお茶の香りがあります。



←カテキン加工フィルターの性能に関する情報はこちら

<http://www.ellemoi.co.jp/catechin/>

仕様

商品名	製品サイズ・重量 ケースサイズ・重量 (幅×高さ×奥行)	希望小売価格	入数 ケース入数	商品コード POSレジ登録用商品略称 JANコード ITFコード
エルモア カテキンマスクふつうサイズ				483081
	194× 90×100mm 0.15kg 516× 200×401mm 3.7kg	オープン価格	30枚 20箱	エルモアカテキンマスク30  4 971633 910126 14971633910123 [ケースJANコード 4971633910133]

総発売元

カミ商事株式会社

〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川1丁目2番27号
 TEL (0896)23-0619 FAX (0896)23-5479
 エルモアホームページ <http://www.ellemoi.co.jp>