

## 製品仕様書

管理番号：MJS21-06

### 1. [製品名] **セーフマスク プレミアエリートレベル3**

製品コード：SFM-GMK201915

### 2. [製品特性]

材質		ポリプロピレン（ラテックス、ガラス繊維は含まない）
外側		спанボンド法ポリプロピレン
フィルター		メルトブローン法ポリプロピレン
内側(口元)		спанボンド法ポリプロピレン
耳紐		ポリエステル（伸縮編み）超音波溶着
ノーズピース		アルミニウムベルト
アンティフォグ		ポリプロピレン
外観	色調	ブルー
	マスク横幅	175±5 mm
	マスク縦幅	89±5 mm
	プリーツ	3段
	プリーツ幅	15±5 mm
	耳紐の長さ	165±10 mm
	ノーズピース	118±10mm
性能	BFE(3.0 μ m)	100>X≥98%
	PFE(0.1 μ m)	100>X≥98%
	△P	<6.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
	液体防御性能	160mmHg
	難燃性レベル	Class 1

### 3. [包装基準]

梱包	1箱：50枚
	1カートン：10箱
	1カートン：500枚

商品番号  
LEVEL-3 の表示  
Lot 番号  
原産国  
商品説明  
入り数

4. [貯蔵・保管] 水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気の多い場所は避けて常温で保管すること。

5. 備考 BFE(Bacterial Filtration Efficiency) : バクテリアろ過効率  
PFE(Particle Filtration Efficiency) : 微粒子ろ過効率  
ΔP (Differential Pressure) : 圧力差

参照 : ASTM F2100-19

この文書は機密事項につき、A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッドの許可なく複写及び配布をしないでください。

原産国 : 中国

社名 : A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド  
住所 : 兵庫県神戸市中央区江戸町 96 番地 スترونクビル 801  
電話 : 050 (5525) 9181  
Fax : 078 (327) 2112  
作成日 : 2021 年 4 月 13 日

