



製品紹介動画

使い捨て 長袖プラスチックガウン



ガウンの着脱方法


装着手順（胴体）



装着手順（袖口）



取り外し手順



取り扱い上の注意

- ⚠️《警告》●この袋は、幼児や子供にとって窒息など危険が伴うものです
幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⚠️《注意》●突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますので、
注意してください。
- 可燃物ですので火のそばに置かないでください。
- 材質：低密度ポリエチレン

寸法	袖丈	胴幅	胴丈前/後
S	400mm	800mm	1100/900mm
M	450mm	850mm	1100/900mm
L	500mm	900mm	1100/900mm



株式会社ミヤゲン

〒914-0035 福井県敦賀市山泉7号15-3
☎ 0770-21-0038 (代) FAX 0770-22-5180

日本製



4 981533 510029