


バンブーステッキ

製品安全協会
安全基準合格品
棒状つえ



NEW

握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖



グリップ (真上)



- ① 右手にも左手にもフィットするカーブ形状のグリップ
- ② しっかり握れるスリムネック (細首タイプ)




ブラック ブロンズ ワインレッド



安定感のある
直径約5cmの
杖先ゴム

ストラップ・杖先ゴムは交換できます。



ストラップ



杖先ゴム

カラー	ブラック	ブロンズ	ワインレッド
商品番号	104940	104941	104942
JAN コード	4958995849400	4958995849417	4958995849424

サイズ	Φ1.6/1.9×H68～96cm (2.5cm きざみ・12段階)
対応身長	目安 130～186cm
重量	310g
材質	本体：アルミニウム / 握り手：TPR・PP ストラップ：ポリエステル / 杖先：TPR

発売元



株式会社 **竹虎**®

URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【ヒューマンケア事業部】

東日本 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0390 FAX.045 (680) 0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7317 FAX.06 (6386) 7389

取扱店