

+1. 歩きやすく、転びにくい

つま先あり

足先を圧迫しない!

つま先を守るカップ

高齢者特有の爪の反り返りや肥厚に対応。足先をやさしく守ります。

つま先あり

つま先なし

小さな段差につまずきにくい!

つま先上りの靴底形状

つま先なし

足先がとび出さない!

先端の開き幅を狭くしたため、足先を保護でき、シューズの中で足が安定し、足先が飛び出しません。



つま先あり

加齢による足の変化に配慮

幅広・甲高な4E※1設計

変形した足や、むくんだ足を圧迫しにくいです。

※1：一般より幅広・甲高な足型。(足幅の最も広い部分の幅の寸法)一般的には2Eか3Eが多い。



つま先あり

つま先なし

足がぐらつかない!

かかとを支えるカップ

かかとをしっかり支えるため、シューズの中で足が安定し、ぐらつきを軽減します。踏んでもつぶれにくいカップを使用しています。

固定ベルトで足背をしっかりホールド!

つま先あり

土踏まずから、持ち上げるようにホールド!



つま先なし

折り返しベルトで足にしっかりフィット! 疲労な皮膚への負担が少ない、やわらか素材を使用!



つま先あり

つま先なし

すり足に配慮

3段階の滑り止めパターン

足先は弱く、かかともしっかり! つまずきにくく、滑りにくくなっています。

つま先あり

つま先なし

安定感抜群!

接地面積が広い幅広靴底

ぐらつかず、安定した歩行を可能にするため、靴底の幅を広げてあります。



+2. はきやすく、はかせやすい



つま先あり つま先なし
留め位置がわかりやすい!
色違いワンタッチテープ

高齢や疾病による視力低下のある方にも、認識しやすいです。

手指の巧緻性が低下した方でも指を掛けやすい大きめなループです。蛍光ループは光るため、夜間もシューズを見つけやすいです。

+3. 洗濯機で洗えて、清潔



- 失禁などで汚れても、洗えて清潔にはくことができます。
- 撥水加工を施しているため、軽度な汚れを簡単に落とせます。
- 中敷の素材は、銀イオンの効果により抗菌作用を有する無機系抗菌剤ゼオミック[®]*2を使用しているため、抗菌効果があります。

*2: ゼオミック[®]は、株式会社シナネンゼオミックの登録商標です。



底剥がれの心配がない“ダイレクトソーリング製法”^{*3}を採用!



- 接着剤(有機溶剤)を使用しない環境に優しい製法です。

*3: 底部分に樹脂を注入し、アッパー(上皮)を被せる特殊製法です。樹脂が生地に絡むため、靴底が剥がれません。