

# ハクゾウ

## AC・EOG滅菌両用

# 滅菌バッグロール



### 特長


(※当製品はAC・EOG以外の滅菌にはご使用できません。)

- HSシリーズは、イージーピールを重視した設計です。
- HSGシリーズは、ガゼットタイプでヒートシール性に優れた設計です。
- フィルムは5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際便利です。
- ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。
- ご希望の長さでのカットシールのご注文も承ります。

### インジケータ

※イラストは参考イメージです。  
インジケータは紙側にあります。

| 品番      | 種類     | 規格         | 包装   | 1梱入数 | JANコード          |
|---------|--------|------------|------|------|-----------------|
| 3000910 | HS-50  | 50mm×200m  | 1箱   | 6箱   | 4 958286 716077 |
| 3000911 | HS-70  | 70mm×200m  | 1箱   | 5箱   | 4 958286 716084 |
| 3000912 | HS-100 | 100mm×200m | 1箱   | 4箱   | 4 958286 716091 |
| 3000913 | HS-150 | 150mm×200m | 1箱   | 3箱   | 4 958286 716107 |
| 3000914 | HS-200 | 200mm×200m | 1箱   | 2箱   | 4 958286 716114 |
| 3000915 | HS-240 | 240mm×200m | 1箱   | 2箱   | 4 958286 716121 |
| 3000916 | HS-300 | 300mm×100m | 1ケース | 1箱   | 4 958286 716138 |
| 3000917 | HS-350 | 350mm×100m | 1ケース | 1箱   | 4 958286 716145 |



| 品番      | 種類      | 規格              | 包装 | 1梱入数 | JANコード          |
|---------|---------|-----------------|----|------|-----------------|
| 3000918 | HSG-200 | 200mm×60mm×100m | 1箱 | 4箱   | 4 958286 716152 |
| 3000919 | HSG-235 | 235mm×60mm×100m | 1箱 | 2箱   | 4 958286 716169 |
| 3000920 | HSG-320 | 320mm×80mm×100m | 1箱 | 2箱   | 4 958286 716176 |

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656  
 三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416  
 京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320