



【FD175C】

GMP GRADE: A・B

カラー ○●

着用時の窮屈感を抑えたフード一体型ツナギ服

◆ 特長

- ・ フード一体型の一点管理品
- ・ 二重袖口の構造
→ 衣服からの発塵や異物混入を防止します
- ・ フード後頭部とウエストのひも絞りで調節が可能
→ ゴム絞りよりもピッタリサイズで着用できます

基本スペック

センターファスナー
袖口・裾口ゴム絞り
導電糸5mmストライプ(黒)

腰裏付き
衿部ステンレスホック止め
素材：ポリエステル100%
サイズ：S～5L

