

感染性注射針等廃棄容器

ハクゾウ安針BOX[®] 3.5L

Sharps Container

針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。

フタの
締め忘れを防止!

フタ バネ
..... 取っ手

記入欄.....

病棟（セクション）	
使用開始日	年 月 日
組立者	
最終封者	



廃棄ライン.....

安全に使用頂くための
目安となっています。

- ・スライドオープン式、ワンタッチクローズ式のフタ
- ・針付きのシリンジごと廃棄できる穴
- ・両開きフラップ板搭載で転倒時も安心!
- ・スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応
- ・安定供給のできる国内生産

② 再使用禁止

特許出願中

フタの上部を
軽く押すだけで
閉まります




バネ付きのため、
転倒時でも開かず安心！

2箇所を
押し込むと
最終封と
なります



PUSH マークを
下に押しながら
矢印方向にスライド
すると開きます



針先を奥側に向けて、
シリンジごと
廃棄できるサイズ！
針付シリンジを
そのまま廃棄
出来るため安心！

品 番	商 品 名	規 格	包 装	1梱入数	JANコード
3118053	ハクゾウ安針BOX	3.5L HZ-001NYO 5個入	6 袋	30 個	4 958286 718330

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320