



衛生対策用品
CONDOR
Trust of the Quality

新しい生活様式へ

ウイルス **防御** 抑制 除去 アイテム

山崎産業は、新しい生活様式に対応した製品を総合的にご提案します。

ウイルス防御アイテム

3層構造で【花粉・ほこり・飛沫】 から作業者を守ります。


用途 飛沫、花粉等の
微粒子遮断による風邪、
インフルエンザ、PM2.5対策。

米国規格
ASTM
2100-11
レベル2
適合

サージカルマスク

使い捨て式

3層構造



鼻の形にフィットする
ノーズフィッター。

プリーツ付きで
立体的に広がって
呼吸もラク。



コンドルC
衛生マスク
50枚入り

品番	税抜価格(1箱)	サイズ(mm)
SD839-000X-MB	オープン価格	約175×95

●材質：本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン・ナイロン、
ノーズフィッター/ポリエチレン・スチール
●入数：50枚 ●箱数：40箱
●JAN 4933180197347

- 使用フィルターは、サージカルマスクレベル2をクリア
- 3層構造で【ほこり・微粒子・花粉・細菌飛沫】を99%ブロック
(一般財団法人 カケンテストセンターにて試験実施)
- 耳がいたくなりにくい、やわらか素材の幅広ひもタイプ
- 本製品は全国マスク工業会マーク取得
- マスクは、感染(侵入)を完全に防ぐものではありません

