

INFECTIOUS DISEASES.



衛生対策用品
CONDOR

手をかざすだけで消毒ができるセンサー感知式のアルコール噴霧器。

大容量の1000mLを
補充できる容器

スプレー型容器の
約2倍の容量で、
補充回収を
減らすことができます。

容器は
取り外し可能!!

乾電池で給電
(別売り)*屋内用です。

センサー感知で
非接触で
消毒でき衛生的

手をかざすだけで
一回分の消毒液を自動噴射、
簡単に手指の消毒ができます。

使用場所で選べるアタッチメント

2パターンのスタンドで様々な場所に設置。

オートディスペンサー F-1409-S ショートスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-212	オープン価格	W約265×D約155 ×H約525mm	約3.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4 駆動時）
- JANコード 4513554000496



▲F-1409-S
ショートスタンドセット



「ロングスタンドセット」は
高さを調節することにより
「チャイルドタイプ」にも
変更可能です。

オートディスペンサー F-1409-S ロングスタンドセット

品番	税抜価格	サイズ	重量
E-213	オープン価格	W約335×D約290 ×H約1140mm	約4.88kg

- 噴霧回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4 駆動時）
- JANコード 4513554000502

- ※1：ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
- ※2：防滴仕様ですが、完全防水ではありません。
直接水をかけたり、丸洗いはできません。
- ※仕様は予告なく変更になる場合があります。



F-1409-S
ロングスタンドセット▲